

NYÁRI AKCIÓ FOGÁSZATOK SZÁMÁRA

Az akciós áraink 2024. június 3-tól 2024. augusztus 9-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek. Az árak az áfát tartalmazzák!



200 db
200 x 200 mm

5.490 Ft

terralin® AF wipes

Non-invazív orvostechnikai eszközök és felületek gyors, alkohol alapú fertőtlenítésére és tisztítására.

/70003671/

s&m® wash lotion 1 liter

Szappanmentes kéz- és testlemosó friss illattal. Bőrkímélő, hatásosan tisztít. Műtői beavatkozások, valamint higiénés kézfertőtlenítés előtt. Zuhanyzáshoz is ideálisan alkalmazható.

2 db vásárlása esetén
3.990 Ft

1 l /112002/



desmanol® pure 1 liter

Használatra kész, alkoholos kézfertőtlenítő higiénés és sebészi kézfertőtlenítésre, dexpanthenol és EthylHexyl-glicerin ápolóanyagokkal.



A terméket az érzékeny bőrű, allergiás, valamint krónikus légúti betegségben (BHR) szenvedők is jól tolerálják!

2 db vásárlása esetén
6.790 Ft

1 l /125217/



Adagolópumpát adunk ajándékba!

esemtan® skin lotion 500 ml

Színezékmentes testápoló, normál bőrre. Jojoba olajat tartalmaz, amely segít megőrizni a bőr természetes savas védőrétegét (hidrolipid). Méhviaszt is tartalmaz, mely bőrvédő és hidratáló tulajdonságokkal rendelkezik.

3.290 Ft

500 ml /70000898/



Adagolópumpát adunk ajándékba!

mikrozyd® AF liquid 250 ml

Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer nem invazív orvosi eszközökhöz és egyéb felületekhez. Felhasználásra kész. Nagyon széles biocid aktivitás a lehető legrövidebb behatási időn belül. Maradványmentesen, gyorsan szárad.

1.990 Ft

250 ml /109309/



Adagolópumpát adunk ajándékba!

mikrozyd® AF liquid 1 l

Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer nem invazív orvosi eszközökhöz és egyéb felületekhez. Felhasználásra kész. Nagyon széles biocid aktivitás a lehető legrövidebb behatási időn belül. Maradványmentesen, gyorsan szárad.

3 db vásárlása esetén
7.990 Ft

1 l /109303/



mikrozyd® AF liquid 10 l

Alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer nem invazív orvosi eszközökhöz és egyéb felületekhez. Felhasználásra kész. Nagyon széles biocid aktivitás a lehető legrövidebb behatási időn belül. Maradványmentesen, gyorsan szárad.

26.290 Ft

10 l /109177/



Szórófejet adunk ajándékba!

mikrozyd® AF wipes 150 db-os utántöltő

Aldehydmentes, felhasználásra kész fertőtlenítő kendő alkoholos oldattal átitatva gyors felületfertőtlenítésre.

3 db vásárlása esetén
8.990 Ft

/70002064/



discleen® extra 1 l

Tisztító tulajdonságokkal rendelkező, rendkívül hatékony folyékony koncentrátum, amely QAC és aminok kombinációján alapul. Alkalmas sebészeti műszerek és orvosi eszközök felületeinek kézi fertőtlenítésére és tisztítására. 1 liter munkaoldat = 990 ml víz + 10 ml discleen® extra.

8.690 Ft

1 l /70000087/



discleen® extra 5 kg



Tisztító tulajdonságokkal rendelkező, rendkívül hatékony folyékony koncentrátum, amely QAC és aminok kombinációján alapul. Alkalmas sebészeti műszerek és orvosi eszközök felületeinek kézi fertőtlenítésére és tisztítására.

1 liter munkaoldat = 990 ml víz + 10 ml discleen® extra.

5 kg /70000088/

35.490 Ft

dentavon® 900 g



Aktív oxigén alapú aldehidmentes fertőtlenítőszer fogászati lenyomatok fertőtlenítésére.

Gazdaságos hígítási arány (2%).

1 l munkaoldat = 980 ml víz + 20 g dentavon®.

900 g /125203/

14.790 Ft

schülke mérőpohár 500 ml



Munkaoldatok gazdaságos készítéséhez, adagolási táblázzal.

/136101/

2.690 Ft

SM2 univerzális falı adagoló



Folyékony szappanok, műtéti bemosakodó szerek, valamint bőrápoló szerek pontos és gyors adagolásához. Univerzális befogadóképesség: 450 ml-es, 500 ml-es, 1000 ml-es flakon.

/668500/

17.190 Ft

schülke 10 literes eszközfertőtlenítő kád



Komplett áztatórendszer mindenféle műszer, eszköz szobahőmérsékleten végzett tisztításához, fertőtlenítéséhez, sterilizálásához. Belső méret: 340x260x170 mm. Külső méret: 400x300x180 mm.

/144507/

44.990 Ft

SS6 öntapadós tasak



Steril csomagolóanyag, autoklávus sterilizáláshoz.

Tasak mérete: 240x400 mm.

200 db/csomag /SS6*/

19.990 Ft

HR39 Hőlégtekerics



Steril csomagolóanyag hőlégtelítőszerekhez. Mérete 50:200m

1 tekerics /HR39*/

12.990 Ft

RS120A Fóliahegesztő készülék



Automatikus ki/bekapcsolási funkció a motor élettartam és energiamegtakarítás növelésére. Beépített számláló a hegesztett csomagok számának nyilvántartására. Könnyen használható, egyszerű kijelző. A hegesztési hőmérséklet manuálisan állítható.

/RS120*/

876.990 Ft

12D méretű szikepenge

Steril szénacél sebészeti szikepenge.



100 db/doboz /ZB12D/ **4.790 Ft**

15-ös méretű szikepenge

Steril szénacél sebészeti szikepenge.



100 db/doboz /ZB15/ **4.790 Ft**

15C méretű szikepenge

Steril szénacél sebészeti szikepenge.



100 db/doboz /ZB15C/ **4.790 Ft**

15-ös méretű szike+nyél

Steril szénacél sebészeti szikepenge műanyag nyéllal.



10 db/doboz /ZBD15/ **2.390 Ft**

MIDMARK B60 (60 literes autokláv)



Meglehetősen nagy teherbírással rendelkező autokláv (60 liter). Beépített nyomtatóval és USB port-tal. A ciklusok széles skálája: 121 °C és 134 °C. Csak 3,5 l vízfogyasztás ciklusonként. Integrált fordított ozmózis rendszer. 4 tálcával és tartozékokkal. 220 V-os tápegység.

/MKB60000SB11141/

4.129.990 Ft

MIDMARK B60 SI (400V) (60 literes autokláv)



Meglehetősen nagy teherbírással rendelkező autokláv (60 liter). Beépített nyomtatóval és USB port-tal. A ciklusok széles skálája: 121 °C és 134 °C. Csak 3,5 l vízfogyasztás ciklusonként. Integrált fordított ozmózis rendszer. 4 tálcával és tartozékokkal. B60SI (Steam Injection) = belső gőzfejlesztő: a gőzt a kamrán kívül állítja elő a gőzgenerátor, és már gőzként fecskendezi be a kamrába, mint a kisebb autoklávoknál. Nagy teljesítmény, 400 V-ról működik.

/MKB60000DB11141/

4.614.990 Ft

Az akciós áraink 2024. június 3-tól augusztus 9-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek.
Az árak az áfát tartalmazzák!

Az Ön partnere:



Allegro Kft. 1045 Budapest, Berliini utca 47-49.
Telefon: (1) 350 21 07 Fax: (1) 329 18 54
E-mail: info@allegro.hu - www.allegro.hu

A hirdető semmiféle felelősséget nem vállal az információk/árak esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírásai miatt. Az akciós újságban feltüntetett valamennyi információ tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk!