

AKCIÓS
AJÁNLATOK

RENDELŐ
LABOR

érvényes
2023 első félév

'GC.'



Since 1921
100 years of Quality in Dental

A GC segít a megoldásban!

A GC a problémák helyett a megoldásokra összpontosít, így segíti a fogorvosokat abban, hogy nagyobb hatékonysággal és kiszámíthatósággal érjenek el sikereket. Az egyszerűsített használatot lehetővé tevő termékek tervezésével segíthetünk a munkaidő csökkentésében anélkül, hogy Önnek kompromisszumot kelljen kötnie a végeredményt illetően.

Hab a tortán: minden termékünk optimálisan koordinált. Együtt alkalmazva őket, Ön teljes mértékben kihasználhatja a megoldáshoz kínált koncepcióinkat.



Elfáradt a javításban és az ismétlésekben?

Ne lépjen be ebbe az ördögi körbe, használja a mi **MI megoldásainkat**



Felismerés

Megelőzés

Helyreállítás



Direkt vagy Indirekt? Ez itt a kérdés

Direkt poszterior megoldásaink áthidalják ezt a fordulópontot



Bondozás

Megerősítés

Fedés



Páciense gyönyörű mosolyra vágyik?

Direkt anterior megoldásainkkal kimagasló esztétikai eredményt érhet el



Bondozás

Kialakítás

Polírozás



Túl sok helyreállítandó, túl kevés idő? Nyerjen időt **fogpótlási megoldásainkkal**



Marás/Polírozás

Előkezelés

Ragasztás



Szeretne egy kis helyet felszabadítani? Szabaduljon meg a feleslegtől **univerzális ragasztási megoldásainkkal**



Direkt kompozit


Csomkfelépítés

Ragasztás

Javítás

G-ænial® A'CHORD

Univerzális-kompozit, Unishade-rendszerrel



G-ænial A'CHORD
Fecskendő utántöltő
(1x 4g/2.1ml) 10006779-92

25 440 Ft

G-ænial A'CHORD
Unitip utántöltő
(15x 0,16ml) 10006753-66

27 290 Ft

G-ænial A'CHORD Trial Kit (3x fecskendő)
A színek: 2x A2, A3 10006837

68 980 Ft

G-ænial A'CHORD Bleach Kit
Fecskendő BW, BOW, JE 10006771

68 980 Ft

G-ænial A'CHORD Layering Kit
Fecskendő A2, A3, AO2, AE, JE 10006835

114 360 Ft

G-ænial A'CHORD Layering Kit
Unitip A2, A3, AO2, AE, JE) 10006772

122 680 Ft

G-ænial A'CHORD Core Kit
Fecskendő (A1, A2, A3, A3,5, A4) 10007329
+ American Eagle M5 SCULPT

114 360 Ft

G-ænial A'CHORD Core Kit
Unitip 75x (A1, A2, A3, A3,5, A4) 10007330
+ American Eagle M5 SCULPT

122 680 Ft



American Eagle
INSTRUMENTS



Dr A. Mak, Ausztrália jóvoltából



Dr R. Asparuhov, Bulgária jóvoltából



Üdvözöljük
a jövőben

G-ænial® Universal Injectable



Nagy szilárdságú helyreállító kompozit

Teljes színpaletta GUI:

XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, AO1, AO2, AO3, JE, AE

G-ænial Universal 10003719-34
Injectable fecskendő (1 ml/1,7 g)

17 050 Ft

G-ænial Universal 10006896-911
Injectable unitip (0.16ml/0.27g)

25 690 Ft

G-ænial Universal Injectable
Fecskendő Kit + **G-Premio BOND** 10003741
(3x fecskendő: A1, A2, A3, 1x G-Premio BOND 5ml)

83 970 Ft

INJECTION MOULDING KIT 10003753
(G-ænial Universal Injectable fecskendő
1x A1, 1x A2, 1x A3, 1x Exaclear patron)

60 290 Ft

EXACLEAR

Átlátszó vinil polisziloxán anyag



EXACLEAR 10001483
(2x patron 48 ml, 6x keverőcsőr II L méret)

31 950 Ft

Keverőcsőr 10003262
(60x II méret L)

33 800 Ft

G-ænial® Flo X

Az Ön tökéletes partnere!

G-ænial Flo X 10003369-76
A1, A2, A3, A3.5, A4,
CV, AO2, AO3
(1x fecskendő 2 ml / 3,6g, 20x
adagolócsőr, 1x fényvédő sapka)

PROMÓCIÓ

24 180 Ft

G-ænial® Universal Flo

Folyékony és tökéletesen univerzális, minden osztályú kavitáshoz

G-ænial Universal Flo 10000915-29
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3,
C3, BW, CV, AO2, AO3 JE, AE
(1x fecskendő 2 ml / 3,4g, 20x
adagolócsőr, 1x fényvédő sapka)

PROMÓCIÓ

24 750 Ft

G-ænia[®]

Kompozit az egyszerű és láthatatlan restaurációkért

Teljes színpaletta G-ænia: 10000936-63

Anterior: A1, A2, A3, A3.5, A4, XBX, BW, B1, B2, B3, C3, CV,
CVD, JE, AE, IE, TE, SE, CVE, AO2, AO3, AO4,

Poszterior: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

G-ænia Anterior és Posterior fecskendő

(2,7 ml / 4,7g-5,5g)

23 850 Ft

G-ænia Unitip (10x doboz 0,16 ml / 0,28g)

Anterior: A4, XBX, BW, B1, B2, B3, C3, CVD,
JE, TE, SE, CVE, AO2, AO4

21 290 Ft

G-ænia Unitip (20x doboz 0,16 ml / 0,28g)

Anterior: A1, A2, A3, A3.5, CV, AE, IE, AO3
Poszterior: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

42 400 Ft

G-ænia Kit + 2x G-ænia fecskendő + G-ænia Bond Kit

PROMÓCIÓ 250 260 Ft

D-Light[®] Pro

LED polimerizációs lámpa két hullámhossz tartománnyal, autoklávózható és Detection móddal

D-Light Pro LED Kit 70000008

(1x D-Light Pro készülék (palást és elektronikai modul), nagy erősségű fényvezető csőr 8 mm, 2x akkumulátor, töltő állomás, tápegység, EU/UK adapter, kemény szemvédő pajzs, 3x lágy szemvédők)

PROMÓCIÓ 513 280 Ft

D-Light[®] Duo

LED polimerizációs lámpa két hullámhossz tartománnyal

25 db **GRADIA DIRECT**
fecskendő

PROMÓCIÓ 631 850 Ft

25 db **G-ænia**
fecskendő

PROMÓCIÓ 745 200 Ft

25 db **Essentia**
fecskendő

PROMÓCIÓ 603 510 Ft

(listaáras, paszta fecskendőkre vonatkozik az akció, a folyékony kompozitokra nem)





Essentia®

Egyszerűsített színkonceptiójú kompozitrendszer

Essentia Starter Kit 10003518
(7x fecskendő, minden színből:
LD, MD, DD, LE, DE, U, ML, 20x adagolócsőr)

152 020 Ft

Essentia Starter Kit
+ 1x Essentia fecskendő (bármelyik)
+ G-ænia! BOND

PROMÓCIÓ 176 180 Ft

Essentia fecskendő 10003526-32
színek: LD, MD, DD, LE, DE, U, ML
(1x fecskendő 2 ml/
3,4g - 4,0g)

19 310 Ft

Essentia unitip 10003544-49
színek: LD, MD, DD, LE, DE, U
(15x Unitip 0,16ml/
0,27g - 0,32g)

21 700 Ft

Essentia® Universal Shade

Minden indikációra a poszterior régióban,
fényre keményedő, radiopak univerzális kompozit,
restauratív fogászati célokra

Essentia HiFlo U fecskendő (1x 2 ml) 10003384
Univerzális, fényre keményedő,
hígan folyó kompozit anyag

24 140 Ft

Essentia LoFlo U fecskendő (1x 2 ml) 10003386
Univerzális, fényre keményedő,
sűrűn folyó kompozit anyag

24 140 Ft

TEMPSMART® DC

Kettős kötésű kompozit ideiglenes koronákhoz és hidakhoz

TEMPSMART DC
10 ml fecskendő 10001479-82
(színek: A1, A2, A3, B1)

27 330 Ft

TEMPSMART DC
48 ml patron 10001473-78
(színek: A1, A2, A3, A3.5,
B1, BW, 16 keverőcsőr)

45 850 Ft

Keverőcsőr
(60x II méret SSS) 10003754

27 330 Ft

Modeling Liquid

A tökéletes nedvesítő rezin a kompozit ecsettechnikához

Composite Modeling Kit 10003388
6 ml Modeling Liquid, 5× Gradia kerek ecset,
5× Gradia lapos ecset, 2× ecsettartó nyél,
keverőlap

42 450 Ft

18 640 Ft

Utántöltő folyadék 6ml 10001381

Kompozit mintázó ecset

Ecsetfejek

10 db kerek ecset 10000240
10 db lapos ecset 10000241

22 000 Ft

Ecsettartó nyél 2 db 10000242

4 410 Ft

GRADIA® DIRECT

Fényre keményedő kompozit tömőanyag

Anterior: A1, A2, A3, A3.5, A4, XB, BW, B1, B2, B3, C3, CV,
CVD, WT, DT, GT, NT, CT, CVT, AO2, AO3, AO4,
Poszterior: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X: X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

GRADIA DIRECT Fecskendő utántöltő

Anterior, Posterior, X
(1x 2,7 ml / 4g-4,7g-5g)
10000632-72

18 050 Ft

GRADIA DIRECT Unitip utántöltő

Anterior, X
(10x) 10000612-58

15 670 Ft

GRADIA DIRECT Unitip utántöltő

Anterior, Posterior, X
(20x) 10000603-57

31 090 Ft

GRADIA DIRECT Premium Kit 890360

(7x fecskendő 2,7 ml A1, A2,
A3, AO2, AO3, P-A2, P-A3,
1x G-BOND)

Csak a készlet erejéig!

PROMÓCIÓ

134 980 Ft

GRADIA DIRECT Flo 10000676-81

GRADIA DIRECT LoFlo 10000683-89

(2x fecskendő 0,8 ml / 1,3g színek
A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, BW)

21 440 Ft





GRADIA® CORE

Egy teljes rendszer esztétikus csomkfelépítéshez és a gyökércsap beragasztásához egyetlen ülésben



GRADIA CORE Kit 10004816
(1x patron, 1x G-Premio BOND 5 ml,
1x G-Premio BOND DCA 3 ml, 20x automix
tip, 20x endo keverőcsőr, tartozékok)

94 420 Ft

GRADIA CORE Intro Kit 100004896
(GRADIA CORE Kit, 1x adagolópisztoly)

97 950 Ft

GRADIA CORE utántöltő 100000765
(1x patron 10 ml / 20g)

35 330 Ft



everStick®

Üvegszálás megerősítések a mindennapi fogászatban

Egyénileg kialakítható üvegszálás gyökércsapok

everStick POST 10003430-32
(10 db, méretek 0,9 / 1,2 / 1,5)

53 370 Ft



Üvegszálás-háló megerősítés rendelői és labor akrilátokhoz,
kompozitokhoz

everStick NET 10003422
(1x30 cm²)

90 310 Ft



Üvegszálás megerősítés fogszabályzó kezeléshez

everStick ORTHO 10003433
(2x12 cm²)

77 110 Ft



FIBER POST®

Üvegszálás gyökércsapok

Assortment Kit 10001734
(5x 1,0mm, 5x 1,2mm, 5x 1,4mm,
2x előfűrő: 1x 1,2mm, 1x 1,4mm)

130 610 Ft

FIBER POST utántöltő 10001735-39
(10 db méretek:
0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6)

52 260 Ft

G2-BOND Universal®

2-üveges Univerzális Bond rendszer

Az új GC szabadalmú **Dual-H Technológia** zökkenőmentes átmenetet biztosít a **hidrofil tulajdonságoktól a hidrofób jellemzőkig** a primerrel kezelt felületen, amelyet aztán **egy valóban hidrofób védelmező bond réteg tovább erősít.**

G2-BOND Universal Bottle Kit 10006820
(1x 1-PRIMER 5ml, 1x 2-BOND 5ml, tartozékok)

66 960 Ft

G2-BOND Universal 1-PRIMER utántöltő
10006823 (1x utántöltő 5ml, borító nélkül)

49 040 Ft

G2-BOND Universal 2-BOND utántöltő
10006824 (1 x utántöltő 5ml, borító nélkül)

20 740 Ft

Üveg borító 1 PRIMER 10006972
Üveg borító 2 BOND 10006973

2 390 Ft

G-Premio BOND

Egykomponensű, fényre keményedő univerzális adhezív

G-Premio BOND Refill
10001462 (1x flakon 5 ml)

40 760 Ft

**G-Premio BOND
3-üveges csomag**
10001460 (3x flakon 5ml)

PROMÓCIÓ 103 510 Ft

ÍGY 1 üveg ára 34 503 Ft

G-Premio BOND Kit
10001459 (1x flakon 5 ml)

50 920 Ft

G-Premio BOND Unitdose
10001243 (50 db x 0,1 ml)

50 920 Ft

**G-Premio BOND Dual Cure Activator
(DCA)** 10001349 (1x flakon 3 ml)


22 670 Ft

G-BOND™

Egykomponensű, fényre keményedő adhezív

G-BOND Starter Kit 10000665
(5 ml flakon, 50 mikrotip ecset,
mikrotip applikátor, adagoló tálca)

41 650 Ft





everX Flow[®]

Rövid üvegszállal erősített folyékony kompozit a dentin pótlására

everX Flow Bulk 10001490
(1x 2 ml / 3,7g), 20x adagolócsőr,
1x fényvédő)

26 530 Ft

everX Flow Dentin 10001491
(1x 2 ml / 3,7g), 20x adagolócsőr,
1x fényvédő)

26 530 Ft

**everX Flow +
G-ænial A'CHORD Starter Kit** 10006949
(everX Flow 1x Bulk, 1x Dentin, G-ænial
A'CHORD 1x A2, 1x A3 fecskendő)

83 550 Ft

**everX Flow +
G-ænial Universal Injectable Kit** 10004834
(everX Flow 1x Bulk, 1x Dentin, G-ænial
Universal Injectable 1x A2, 1x A3 fecskendő)

71 370 Ft

**Bulk
szín**

Optimális **mély üregekhez**
poszterior régióban
Polimerizációs mélység:
5,5 mm

**Dentin
szín**

Optimális **esztétikusabb**
végeredmény eléréséhez
valamint **csonkfelépítéshez**
Polimerizációs mélység:
2,0 mm

everX Posterior[®]

Üvegszál erősítésű kompozit

everX Posterior 10001049
(15x 0,13 ml / 0,25g Unitip)

35 310 Ft

everX Posterior 10001149
(50x 0,13 ml / 0,25g Unitip)

105 920 Ft

**2x15 db unitip
+ GRADIA DIRECT
P-A2 vagy P-A3**

PROMÓCIÓ 70 610 Ft

**3x15 db unitip
+ G-ænial
P-A2 vagy P-A3**

PROMÓCIÓ 105 940 Ft

everStick[®]

Üvegszál megerősítések a mindennapi fogászatban

Minimálinvazív üvegszál megerősítés kompozit hidakhoz, minden indikációhoz, akár ideiglenesen, akár hosszú távon.

everStick C&B 10003436
(1x8 cm)

32 850 Ft

Üvegszál megerősítés parodontális sínhez

everStick PERIO 10003434
(1x8 cm)

30 360 Ft



G-CEM® Veneer

Fényre keményedő rezin cement magas esztétikai követelményekre és a könnyű behelyezésért



A2 Transzucens Opaque Bleach

G-CEM Veneer Starter Kit 10001382
(2x G-CEM Veneer 1ml / 1,7g A2,TR, 2x Try-in Paste 1,2 ml / 1,5g A2, TR, 1x G-Multi PRIMER 5 ml, 1x G-Premio BOND 5 ml, 45x fém adagoló csőr)

103 310 Ft

G-CEM Veneer refill 10001387-90
(színek: A2, Translucens (TR), Opak (OP), Bleach (BL) 1 fecskendő 1 ml / 1,7 g, 10x fém adagoló csőr)

14 850 Ft

G-CEM Try-in paste (Veneer, LinkForce) 10001484-87
(színek: A2, Translucens (TR), Opak (OP), Bleach (BL) 1 fecskendő 1,2 ml / 1,5 g)

17 260 Ft

G-Multi PRIMER 10001350
(5 ml flakon)

30 520 Ft

G-CEM LinkForce®



Kettős kötésű adhézív ragasztócement minden indikációhoz, minden anyaghoz

G-CEM LinkForce Cement System Kit 10001338
(1x A2 8.7g (5ml), 1x Translucent 8.7g (5ml), 30x Automix Tip Regular, 5x Automix Tip for endo, 1x G-Multi PRIMER (5ml), 1x G-Premio BOND (5ml), 1x G-Premio BOND DCA (3ml), 1x sav 4.8g (3.6ml), 1x G-CEM LinkForce Try-In Paste A2 1.5g (1.2ml), 1x G-CEM LinkForce Try-In Paste Translucent 1.5g (1.2ml), adagoló csőr, 20x eldobható tálka, 50x eldobható applikátor)

160 040 Ft


G-CEM LinkForce Starter Kit

A2 10003700, **TR** 10003701
(1x LinkForce 8.7g (5ml), 20x GC Automix Tip Regular, 1x G-Multi PRIMER (5ml), 1x G-Premio BOND (5ml), 20x eldobható tálka, 50x eldobható applikátor (finom), technikai kártya)

88 920 Ft

G-CEM LinkForce utántöltő A2, TR, OP vagy BL 10001341-44
(1x fecskendő 5 ml / 8,7g)

70 200 Ft



G-CEM ONE®

Önragasztó rezin cement

A G-CEM ONE egy valóban **univerzális, nem technika érzékeny** cement **magas kötőerővel** és kiváló önkötő képességgel. Leegyszerűsíti az **Ön összes ragasztási eljárását** így **kiszámíthatóbb végeredményt** nyújt önnek, és ezáltal nyugalmat. A G-CEM ONE az **indikációk széles körénél** használható, beleértve a kihívásos klinikai eseteket, köszönhetően a **GC Touch Cure-nek** (AEP felgyorsítja a G-CEM ONE kötését).



10 mp.
várakozás

nagynyomású
levegő 5 mp.

- MDP: kötés a fog struktúrához, cirkóniumhoz és a nem nemes fémekhez
- 4-MET: kötés a fogstruktúrához
- MDTP: kötés a nemesfémekhez
- Gyorsító ⇒ erős kötés a felépítményhez és a kavitáshoz a **GC Touch Cure** használatával

Nincs szükség fénypolimerizálásra, csak szárításra.



**Az univerzális
ragasztási
megoldás**

Megbízható

Optimális kötőerő retenciós és retenció nélküli preparációkhoz, köszönhetően az **opcionális G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** egyedülálló **GC Touch Cure** képességének.

Nem technika érzékeny

Rendkívüli önkötő képesség az Ön nyugalma érdekében, tack cure tulajdonság a felesleg egyszerű eltávolításáért, nedvesség és nyál tolerancia, a paszta optimalizált folyása, és gyakorlatilag nincs post-operatív érzékenység.

Univerzális

Kiváló kötőerő a foghoz, és minden anyaghoz: zománchoz, dentinhez, cirkónium dioxidhoz, fémhez, üveg kerámiához, hibrid kerámiához.

Esztétikus

Láthatatlan, kopásálló szél az esztétikus végeredményért.

Egyszerű

Csökkentett anyag mennyiség, a reprodukálhatóságért és az optimalizált munkafolyamatért.



G-CEM ONE Starter Kit 10006927-28

(1x A2 vagy TR fecskendő 4.6g / 2.7ml,
8x GC Automix Tip Regular,
2x GC Automix Tip for Endo,
1x Adhesive Enhancing Primer 2ml)

31 240 Ft

G-CEM ONE Twin utántöltő 10006930-31

(2x A2 vagy TR fecskendő 4.6g / 2.7ml,
15x GC Automix Tip Regular,
5x GC Automix Tip for Endo)

51 430 Ft

G-CEM ONE Single utántöltő 10006932-33

(1x AO3 vagy Fehér Opak fecskendő 4.6g / 2.7ml,
8x GC Automix Tip Regular,
2x GC Automix Tip for Endo)

26 950 Ft

G-CEM ONE Value utántöltő 10006934-35

(8x A2 vagy TR fecskendő 4.6g / 2.7ml,
60x GC Automix Tip Regular,
20x GC Automix Tip for Endo)

163 440 Ft

G-CEM ONE 10006834


Adhesive Enhancing Primer
(1x AEP 4ml)

27 880 Ft

G-CEM ONE System Kit 10006929

(1x A2, 1x TR fecskendő (4,6g), 15x Automix Tips Regular, 5x Automix endo tips, 1x Adhesive Enhancing Primer 4ml, 1x G-Multi PRIMER 4ml)

68 260 Ft



Megoldás
cirkónium-
dioxid
esetén

GC FujiCEM® Evolve



Innovatív, műgyantával megerősített üvegeionomer a megbízhatóság és a kényelem érdekében

FujiCEM Evolve Single Pack

(1x GC FujiCEM Evolve fecskendő (9,2 g / 5,0 ml) 15x GC Push and Click TipRegular keverőcsőr) 10004927

40 930 Ft

FujiCEM Evolve Triple pack Automix

(3 x FujiCEM Evolve fecskendő 9,2g (5,0 ml), 45x GC Push and Click Tip Regular keverőcsőr) 10004930

104 410 Ft

Push and Click Mixing Tips Regular (15 db)

10004917

7 930 Ft

Push and Click Mixing Tips Endo (15 db)

10004929

11 920 Ft

GC FujiCEM® 2 SL

Műgyantával megerősített üvegeionomer ragasztócement

FujiCEM 2 SL, utántöltő

(2x db patron, N22 keverőlap) 10003458

103 320 Ft

FujiCEM 2 ECO Pack 10003468

(4x db patron, keverőlap)

154 920 Ft

FujiCEM 2 SL Starter Kit Plastic

(1x db patron, 15 db keverőcsőr, 5x intraorális végződés, műanyag adagoló) 10003462

74100 Ft

FujiCEM 2 SL Starter Kit Metal PP

(1x db patron, 15 db keverőcsőr, 5x intraorális végződés, fém adagoló) 10003463

104 920 Ft

FujiCEM 2 SL keverőcsőr

(20x Mixing Tips SL) 10003464

22 080 Ft

FujiCEM 2 SL keverőcsőr ENDO

(10x Mixing Tips SL) 10003465

12 220 Ft

GC Fuji® PLUS

Műgyantával megerősített üvegeionomer ragasztócement

Fuji PLUS 1-1 10000510

(1x A3 15g por, 1x 7ml folyadék, 1x 6.5ml kondicionáló)

59 650 Ft

Fuji PLUS kapszula (50x)

A3 10000508,
Sárga 10000509

65 240 Ft





GC Fuji® IX GP, FAST

Önkötő, nagy viszkozitású, tömöríthető üveginomer anyag

Fuji IX GP 3-2 10003272
(3x 15g por: A2, A3, B3,
2x 6,4 ml / 8g folyadék)

94 780 Ft

Fuji IX GP 1+1 10000554
(1x A3 15g por, 1x
6.4 ml / 8g folyadék)

39 630 Ft

Fuji IX GP kapszula
10000563-68
(50 db, színek:
A2, A3, A3.5, B2, B3, C4)

53 840 Ft

Fuji IX GP FAST kapszula
10000578-84
(50 db, színek:
A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4)

54 680 Ft

GC Fuji® IX GP EXTRA

Önkötő, nagy viszkozitású, tömöríthető üveginomer anyag

Fuji IX GP EXTRA 1+1
10000563-68
(1x A3 15g por, 1x
6.4 ml / 8g folyadék)

44 050 Ft

GC Fuji® II LC Improved

Fényre keményedő, műgyantával megerősített, üveginomer

Fuji II LC Improved 3-2 készlet
10003276
(3x 15g por: A2, A3, B3,
2x 6,8 ml / 8g folyadék)

132 770 Ft

Fuji II LC Improved kapszula
10000523-33
(50 db, színek: A1, A2, A3, A3.5,
A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2)

64 020 Ft

Fuji II LC Improved por
10000542-52
(15g színek: A1, A2, A3, A3.5,
A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2)

32 920 Ft

Fuji II LC Improved folyadék
10000563
(6,8 ml / 8g folyadék)

28 130 Ft

HELYREÁLLÍTÁS
RAGASZTÁS
IDEIGLENES
ALÁBÉLELÉS
KONDITIONÁLÁS



GC Fuji® I

Üvegonomer ragasztócement

Fuji I 1+1 10000504
(1x 35g por, 1x 20ml folyadék)

52 280 Ft

Fuji I Tri-pack 10003241
(3x 35g por, 3x 20ml folyadék)
Márciustól elérhető!

112 310 Ft

Fuji I kapszula 10000503
(50x kapszula)

50 130 Ft



GC Fuji TEMP LT®

Ideiglenes üvegonomer ragasztócement,
paszta-paszta formában

Fuji TEMP LT 10000856
(2x13.3g/7.2ml, 1x Mixing pad N° 22)

75 150 Ft



CAVITON

Ideiglenes tömőanyag

CAVITON (1x tégely, 30g)
10000101

8 560 Ft



FREEGENOL

Eugenol-mentes ideiglenes ragasztócement

FREEGENOL TEMPORARY 1-1 Pack
(1x 55g bázis, 1x 20g katalizátor,
1x 2.5ml tisztító folyadék, keverőlap) 10000675

18 140 Ft



GC Fuji® LINING LC, PP

Radiopak, fényre keményedő üvegonomer
alábélelő cement

Fuji LINING LC 10000000
(1x 10g por, 1x 6,8ml folyadék)

70 280 Ft

Fuji LINING LC Paste Pak 10000262
(1x patron 7g/4,7ml)

42 490 Ft

Kondicionáló

CAVITY CONDITIONER 10000019
(1x 5,7ml kondicionáló)

22 630 Ft

DENTIN CONDITIONER 10000027
(1x 23,8ml kondicionáló)

17 470 Ft





Stabilitás és esztétika

- Erősebb és nem ragadós anyag, tökéletes "bulk" behelyezésre
- Nagyobb áttetszőség
- Kofferdám felhelyezésére és a ragasztó felhordására nincs szükség
- Kiváló biokompatibilitás
- Bizonyított hosszú távú megoldás
- Tökéletes megoldás amalgám alternatívának
- Egyszerű poszterior helyreállítás néhány lépésben - abszolút izoláció nélkül
- Helyreállítás hipomineralizált MIH fogak esetén fiatal betegeknél

EQUIA Forte™ HT

Az legújabb üveg-hibrid BULK rendszer - megbízható partner poszterior restaurációknál

EQUIA Forte HT Intro csomag

A2 10004933, **A3** 10004848, **B2** 10004985
(20x kapszula, 20x Equia Forte Coat Unitdose)

39 840 Ft

EQUIA Forte HT Promo csomag

A2 10004851, **A3** 10004845
A2-A3 10004882, **A3-B2** 10004884
(100x kapszula, 1x Equia Forte Coat 4 ml)

137 930 Ft

EQUIA Forte HT utántöltő

10004781-61
(50x kapszula, színek: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, vegyes)

67 140 Ft

EQUIA Forte HT Klinikai csomag

A2 10004903, **A3** 10004862, **B2** 10004890
(200x kapszula, 1x Equia Forte Coat 4ml)

239 390 Ft

EQUIA Forte Coat egyadagos

(50x Unitdose 0,1 ml) 10003514

46 980 Ft

EQUIA Forte Coat FlipCap

(4 ml üveg, tartozékok) 10004849

32 890 Ft

Nincs kapszularázó gépe, pisztolya?



6 bármilyen listaáras kapszulas anyag mellé egy SILVERMIX rázógépet adunk ajándékba

2 bármilyen listaáras kapszulas anyag mellé egy Capsule Applicator III pisztolyt adunk ajándékba



EQUIA®

Bulk-fill hosszú távú helyreállító rendszer



EQUIA Fil utántöltő 10000868-98
(50x kapszula, színek: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, SW, vegyes)

70 250 Ft

EQUIA Intro

Assorted 10003314, **A2** 10003315, **A3** 10003316, **B2** 10003307, **SW** 10003329
(50x kapszula, 1x EQUIA Coat 4 ml, tartozékok)

87 490 Ft

EQUIA Promo

A2 10003317, **A2-A3** 10003318, **A3** 10003318
(2x50 kapszula, 1x EQUIA Coat 4 ml, tartozékok)

147 150 Ft

EQUIA Klinikai csomag

A2 10003442, **A3** 10003443, **B2** 10003441
(250x kapszula, 1x EQUIA Coat 6 ml, tartozékok)

314 830 Ft

EQUIA Coat 10000877
(4 ml folyadék, 25x applikátor)

31 100 Ft



GC Fuji TRIAGE®

Radiopak, felületvédő és ideiglenes üvegeionomer anyag

Fuji TRIAGE por/folyadék

Pink 10000585, **White** 10000586
(1x 15g por, 1x 8 ml folyadék, 1x 5,7 ml kondicionáló)

41 020 Ft

Fuji TRIAGE kapszulás

Pink 10000587, **White** 10000588
(50x kapszula)

57 860 Ft



EPITEX

Interproximális finírozó csíkok

Starter Kit 10000117
(minden utántöltő típusból 1 db + adagoló)

85 230 Ft

Utántöltők 10000118-22
(mátrix, x-fine, fine, medium, coarse)

13 770 Ft



New Metal Strips

Fém interproximális finírozó csíkok

Assortment 10001008
(minden durvaság), 12 x 1

36 100 Ft

Utántöltők 10001007-14





FLEXCEED

Vinil polisziloxán lenyomatanyag

FLEXCEED Kit 750000
(Base 1 x 500g (278mL),
Catalyst 1 x 500g (278mL),
2 x 78g (50mL) patron,
8 x mixing tips / 8 x Intra-Oral Tips)

31 490 Ft

FLEXCEED Putty utántöltő 750003
(Base 1 x 500g (278mL),
Catalyst 1 x 500g (278mL))

20 990 Ft

FLEXCEED Body utántöltő 750004
(2 x 78g (50mL) patron,
8 x mixing tips / 8 x Intra-Oral Tips)

13 430 Ft



EXA Advanced EXAFLEX, EXAFAST

Vinil polisziloxán lenyomatanyag

**EXA Advanced
Normal, Fast utántöltő**
10007521-24,
(2x 48 ml, fajtái: Injection, Regular,)

24 350 Ft

**EXAFLEX, EXAFAST Putty
1-1 Pack** (500g B/C) 10001509, 34

60 790 Ft



IMPRESSION SEPARATION WAFERS

Lenyomat elválasztó hártya

Impression Separation Wafer
(30 db) 10001799

14 060 Ft



EXABITE™ NDS

Vinil polisziloxán harapásrögzítő anyag

EXABITE II NDS 10003197
(2x 48 ml, 12 db keverőcsőr)

34 130 Ft

EXABITE II NDS 10001496
(8x 48 ml, 48 db keverőcsőr)

120 740 Ft



EXA'lence

Vinil poliéter szilikon lenyomatanyag

Az EXA'lence a GC Europe megoldása a precíz, részletgazdag lenyomatvételhez. A szájon belüli nedvesség és a kiszámíthatatlan körülmények ellenére az EXA'lence-szel bármikor pontos lenyomatot készíthet.

- Valóban hidrofil összetétel
- Kimagasló folyékonyság a sulcusban
- Kimagasló rugalmasság, deformáció nélkül
- Magas szakítószilárdság
- Kellemes, mentolos íz

EXA'lence, Heavy Body Regular vagy Fast

10001522-31

(2x 48 ml, fajtái: Extra Light Body, Light Body (Regular), Monophase, Heavy Body, Heavy Body Rigid)

30 480 Ft

EXA'lence Putty Standard

1-1 Pack 10001512 (500g B/C)

59 530 Ft

EXA'lence 370 utántöltő

10001504-07 (2x 370 ml,

fajtái: Medium, Heavy Body Regular vagy Fast Set)

91 900 Ft

EXA'lence 370 Standard Kit

10001518-20 (1x 370ml Cartridge,

10x Dynamic Mixing Tips, 1x Bayonet Locking Ring; fajtái: Medium, Heavy Body Regular vagy Fast Set)

66 080 Ft

Viszkozitás	EXA'lence (GC)	EXAMIX, EXAFAST (GC)	Imprint III (3M ESPE)	Aquasil (Caulk)	Impregum (3M ESPE)
Light/Injection	Extra Light Body	Injection	-	XLV (Xtra Light)	-
Light		-	LB (Light)	LV (Light)	LB (Light)
Light/Regular	Light Body (Regular)	Regular	RB (Regular)	-	-
Monophase	Monophase	Monophase	Mono	Monophase	MB (Medium)
Heavy Body	Heavy Body	Heavy Body	Heavy Body	Heavy Body	HB (Heavy)
Heavy Body Rigid	Heavy Body Rigid	-	-	Heavy Body Rigid	-
Putty	Putty	Putty	Putty	Putty	-

REPAIR KIT

Repair Kit 10003647

(5x G-Premio Bond egyadagos, 5x Ceramic Primer II egyadagos, 1x Gradia Plus OA1 fecskendő 2 ml, technikai kártya, applikátorok, mikroecset)

45 680 Ft



GC Tooth Mousse® GC MI Paste Plus®

Tooth Mousse 5 tubus
(menta, eper, vanília, dinnye, tutti-frutti)
10003275

42 820 Ft

Tooth Mousse 10 tubus
(vegyesen vagy ízenként:
menta, eper, vanília, dinnye,
tutti-frutti) 10001755-60

78 800 Ft

MI Paste Plus 5 tubus
(menta, eper, vanília,
dinnye, tutti-frutti) 10003274

46 310 Ft

MI Paste Plus 10 tubus
(vegyesen vagy ízenként:
menta, eper, vanília, dinnye,
tutti-frutti) 10001761-66

88 120 Ft

MI Varnish™

Biológiaihoz hozzáférhető kalcium, foszfát és fluorid ion
RECALDENT™ (CPP-ACP) tartalommal

MI Varnish Intro 10003389
(5x eper unit dose, 5x menta unit dose
0,40 ml, 20x ecset)

14 020 Ft

MI Varnish Refill Pack
Strawberry 10003390, **Mint** 10003391
(35x unit dose, 50x ecset)

42 450 Ft

GC Dry Mouth Gel

Speciális gél a szájszárazságra

Dry Mouth Gel vegyes 10000517
(4x menta, 2x málna, 2x narancs, 2x citrom)

41 820 Ft

Dry Mouth Gel málna 10000914
(10x málna)

GC Tri Plaque ID Gel™

Egyedülálló háromszínű plakkfestő gél, mely azonosítja az új,
az érett és a savtermelő biofilmet is

Tri Plaque ID gel 10000867
(1x 36 ml / 40g tubus)

22 840 Ft



GC KÉPVISELŐKÖN KERESZTÜL ELÉRHETŐ RENDELŐI AKCIÓK

TERMÉK	AKCIÓ
G-ænial A&P, A'CHORD, everXFlow, Essentia fecskendő vagy unitip,	4 + 1, 10 + 3
G-ænial A&P, A'CHORD fecskendő vagy unitip,	4 + G2 BOND Bottle Kit, 4 + G-Premio BOND utántöltő
G-ænial A'CHORD fecskendő vagy unitip,	3 + Composite Modeling Kit  5 + American Eagle M5 Sculpt 
everX Flow	3 + FIBER POST utántöltő 10x 1,2mm 3 + everStick C&B utántöltő 1x 8cm 4 + G-Premio BOND utántöltő
G-ænial Universal Injectable fecskendő vagy unitip	8 + G-Premio BOND utántöltő
G-CEM ONE System Kit G-CEM ONE Universal System Kit (márciustól)	1+ 1 G-CEM ONE Single utántöltő (AO3 vagy Bleach Opaque)
G-Premio BOND 3 - üveges csomag	1+ kompozit fecskendő (G-aenial A'CHORD, G-aenial A&P, EverX flow)
Tooth Mousse 10-es csomag, MI Paste PLUS 10-es csomag	2 + plüss tehén  2 + kozmetikai táska 
Tempsmart DC (48ml)	3 + 1
G-CEM LinkForce Cement refill	1 + Lisi Block Sample pack
FujiCEM Evolve utántöltő	3 + 1
Fuji II LC kapszula Fuji IX kapszula (minden típus)	3 + 1
Kapszulás anyagok (50 db)	3 + Capsules Applier IV 
EQUIA Forte HT Intro csomag	1 + Equia Forte HT sample pack 
EQUIA Forte HT Promo csomag	2 + Equia Forte HT utántöltő, 1 + MI Varnish, Intro Pack 
EQUIA Forte HT Intro csomag	1 + Capsules Applier III 
EQUIA Forte HT Promo csomag	1 + EQUIA Forte HT Intro csomag
EQUIA Forte HT Klinikai csomag	1 + Silver Mix, Capsules Applier III 

**CSAK AZ ELSŐ
VÁSÁRLÁSNÁL**

GC KÉPVISELŐKÖN KERESZTÜL ELÉRHETŐ RENDELŐI AKCIÓK

TERMÉK	AKCIÓ
GRADIA PLUS utántöltő (azonos típusú)	4 + 1
Initial kerámia utántöltő (MC / Zr-FS / LiSi)	4 + 1
Initial LiSi Press utántöltő	4 + 1
Initial LiSi Block Aesthetic Kit	1 + G-CEM ONE starter kit A2 vagy TR
Initial LiSi Block utántöltő	4 + 1, 10 + 3
Initial IQ, Lustre Paste ONE utántöltő	3 + 1
Initial Cast NP, 1000g	1 + 2 x Initial MC por utántöltő 50g
Initial IQ, One SQIN System Set	1 + 3 x Lustre Paste NF GUM utántöltő
Optiglaze color utántöltő	3 + 1
Temp PRINT light / medium	1 + 2 x OPTIGLAZE color



GC oktató videók



GC applikációk



Available on the App Store

GET IT ON Google Play

Aadva Lab Scanner 2

Aadva-Lab-Szkenner intuitív Scanflow-val

Egyszerű. Pontos. Hatékony.

Hibrid szkennelés

a szoftver a szkennelés után hozzáadja a modellt és megjeleníti automatikusan

Színes

Textúra szkennelés
Nagy kontraszt és felbontás



Harapás szkennelés

egyszerű, gyors és pontos technika a harapás digitalizálására három referenciaponttal.

Gyorsaság, minőség

Automatizált Z-axis és érintőképernyő



Intelligens szkennelés

Nem kell megismételnie egy szkennelési folyamatot.

Full HD 5 MP kamera

Striped light triangulation,
kék fényű LED



Állandó pontosság

4 µm pontosság
ISO 12836 szerint

Teljes exocad integráció

és nyílt STL export

exocad

GC Initial™ Zirconia Disk

Cirkon CAD/CAM korongok

INDIKÁCIÓS TERÜLETEK

	Inlay/Onlay	Héj	Korona (Ant/Poszt)	Hybrid felépítmény	3-tagú híd (molárisok is)	Multi-unit hidak (≥ 4 tag)
Initial Zirconia Disk ST (Standard translucency)			✓	✓	✓	✓
Initial Zirconia Disk HT (High translucency)			✓	✓	✓	✓
Initial Zirconia Disk UHT (Ultra-high translucency)	✓	✓	✓		✓	

Initial Zirconia Disk 98.5 x 12mm

10006708 ST, 10006712 HT, 10006716 UHT

53 880 Ft

Initial Zirconia Disk 98.5x14mm

10006709 ST, 10006713 HT, 10006717 UHT

57 410 Ft

Initial Zirconia Disk 98.5x18mm

10006710 ST, 10006714 HT, 10006718 UHT

66 760 Ft

Initial Zirconia Disk 98.5x25mm

10006711 ST, 10006715 HT, 10006719 UHT

83 130 Ft





Initial™ LiSi Block

Csak faragja ki, polírozza, majd helyezze be

Initial Lisi Press LiSi Block Aesthetic Kit

(1x A1 HT; 1x A2 HT; 1x A2 LT; 1x A3 HT; 1x A3 LT GC Initial IQ, Lustre Paste ONE, Lustre Paste Neutral, 1x L-NFL, 1x L-A, 1x L-3, 1x L-2, 1x L-OP, Diluting Liquid, Refresh Liquid, Initial Brush 00 LP, Initial Brush 02 LP, keverőtál) 901601

193 540 Ft

Initial Lisi Block CEREC, 14 méret

(színek: A1 HT, A2 HT, A3 HT, B1 HT A1 LT, A2 LT, A3 LT, B1 LT) 012919-26

49 670 Ft

Initial LiSi Block x 3

+ G-CEM ONE starter kit

(LiSi Block A2 LT, LiSi Block A2 HT, LiSi Block A3 HT, G-CEM ONE starter kit) 10007572

146 100 Ft

Initial™ LiSi

Leplezőkerámia lítium-diszilikáthoz

Initial LiSi por 10002916-31

(20g) (Dentin, Enamel)

16 820 Ft

Initial LiSi por 10002937-80

(20g) (CLF, TR,EO, FD, EOP, CT, IN, CP, Bleach Shades, TM, EI, Gum)

17 750 Ft

Initial LiSi Basic Set 10003184

(6x Dentin 20g; 4x Enamel 20g; 1x CL-F, 20g; 2x Translucent, 20g; 1x BLD-2, 20g; 1x BL-E, 20g; 2x Translucent Modifier, 20g; 1x GL 10g, 1x Spectrum Glaze folyadék 25 ml; 1x modelláló folyadék 50 ml)

257 720 Ft

Initial LiSi Advanced Set 10003185

(1x EO-15, 20g; 3x Fluo Dentin 20g; 3x Enamel Opal, 20g; 4x Cervical Translucent, 20g; 11x Inside 20g; 1x modelláló folyadék 50 ml)

312 350 Ft

GC Initial™ LiSi Press

A forradalmian új préskerámia

Initial Lisi Press pellet csomagok

(5x 3g) 10003665-860

38 750 Ft

ÚJ színek pirossal jelölve



lépésről - lépésre...

MDT Stefan
M Roozen



transzlu- cencia	fehérített		A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
HT	HT- EXW	BLE+	HT- BLE	HT- E58		HT- E59	HT- E60	HT- E57		HT- E59		HT- E60	HT- E59		HT- E60		HT- E59		
MT	MT- B00	B0+	MT- B0	MT- A1	MT- A2	MT- A3	MT- A3,5	MT- A4	MT- B1	MT- B2	MT- B3	MT- B4	MT- C1	MT- C2	MT- C3	MT- C4	MT- D2	MT- D3	MT- D4
LT	LT- B00	B0+	LT- B0	LT- A1	LT- A2	LT- A3	LT- A3,5	LT- A4	LT- B1	LT- B2	LT- B3	LT- B4	LT- C1	LT- C2	LT- C3	LT- C4	LT- D2	LT- D3	LT- D4
LT-IQ				LT-A				LT-B				LT-C				LT-D			
MO	MO-0		MO-1		MO-2			MO-1		MO-2		MO-1		MO-2					

Initial™ MC

A csúcsmínőségű fémkerámia

Initial MC opaker paszta (1x 3g)
10001827-42

11 070 Ft

Initial MC opaker por (1x 20g)
10001946-60

15 670 Ft

**Initial MC opakdentin,
dentin, zománc por** (1x 20g)
10001868-87

12 960 Ft

**Initial MC opakdentin,
dentin, zománc por** (1x 50g)
10002039-58

26 210 Ft

Initial MC dentin, zománc por (1x 250g)
10002119-38

111 360 Ft

Initial MC Chroma Shade Translucent Set

(7x 20g, CST-A, CST-B, CST-C, CST-D, CST-BL,
CST-L, CST-M, 1x Modelling Liquid 25 ml,
mérőkanál készlet, Chroma Shade Translucent
fogszínkulcs) 10003183

111 650 Ft

Initial™ INmetalbond

Initial INmetalbond (2x 4g)
10003154

29 890 Ft

Initial™ Zr-FS

Több indikációs kerámia rendszer

Initial Zr-FS Frame Modifier por (1x 20g)
10002716-803

19 350 Ft

Initial Zr-FS dentin, zománc por (1x 20g)
10002726-45

17 280 Ft

Initial Zr-FS dentin, zománc por (1x 50g)
10002818-37

35 850 Ft

Initial Zr-FS dentin, zománc por (1x 250g)
10002888-907

117 220 Ft

Initial MC/Zr-FS Modelling Liquid PLUS
(1x 50 ml) 10003016

7 890 Ft

GC Initial™ FIRING FOAM

Égetőpaszta

Initial Firing Foam
(1x 10g) 70000013

9 750 Ft



Initial™ IQ ONE SQIN



Új koncepció a monolit és a bukkálisan redukált munkadarabok számára... maximális esztétika egy mikrorétegen belül!

Initial IQ, ONE SQIN System SET

10006991

419 410 Ft

Initial IQ, SQIN SHADES SET 10006990

(5x Body A/B/C/D/BL-D, 5x E-57/58/59/60/BL-E, 1x TO, 3x GUM por (light, dark, neutral), 1x Form & Texture folyadék 25ml, 1x ecset B, 1x keverőtál, 1x TM)

238 050 Ft

Initial SQIN, utántöltő 10006975-89

(por 10g : Dentin, Body-A, B, C, D, BL-D, Enamel, E-57, E-58, E-59, E-60, BL-E, TO-Booster, GUM light, GUM dark, GUM neutral)

16 330 Ft

Initial SQIN Form & Texture Liquid

(50ml) 10006989

11 460 Ft

Initial™ Enamel Opal Booster

Initial MC, ZR-FS és LiSi kerámiákhoz

Initial MC EOP Booster por (1x 20g)

10001896

13 780 Ft

Initial Zr-FS EOP Booster por (1x 20g)

10002754

18 140 Ft

Initial LiSi EOP Booster por (1x 20g)

10002980

17 750 Ft

Initial™ Brush

Kolinsky kerámiázó ecsetek

Initial Brush Set

(1x Opaque OP, 1x 00 LP, 1x 02 LP, 1x 06 M, 1x 08 M) 10003162

39 460 Ft

Initial Brush PROMO MC

(1x Initial MC Entrance Kit, 1x MC DA1 20g, 1x MC DA2 20g, 1x MC PO-CL A1 4g, 1x MC PO-CL A2 4g, 1x Initial Brush Set)

123 690 Ft

Initial Brush PROMO Zr-FS

(1x Initial Zr-Fs Entrance Kit, 1x Zr-Fs DA1 20g, 1x Zr-Fs DA2 20g, 1x Initial Brush Set)

114 000 Ft





- módosított összetétel
- megnövelt fluoreszcencia



Initial™ Lustre Pastes ONE

Initial IQ, LP ONE, V-szín készlet 10007017

(1x L-N 4 g, 1x L-V 4g, 4x Body Shades 4 g, 8x Enamel Effect, színek 4g, 1x Diluting Liquid 8 ml, 1x Refresh Liquid 8 ml, 1x Mixing Dish, 1x ecset 00, 1x ecset 2, 1x védőfedél)

301 700 Ft

Initial IQ, LP ONE, utántöltő 10006997-7014

(1x 4g, színek: L-N, L-A, L-B, L-C, L-D, Vanilla L-1, White L-2, Light grey L-3, Dark grey L-4, Light blue L-5, Dark blue L-6, INCISIO L-7, Olive L-8, Value L-V, Orange L-9, Twilight L-10,
ÚJ L-OP opal, L-NFL neutral fluo)

27 500 Ft

Initial IQ, LP ONE 10007018-19

L-N vagy L-NFL (3x 4g)

66 250 Ft

Initial™ Lustre Pastes NF

Initial IQ, One Body, LP NF, Gum Shades Set 10003186

(5x IQ LP NF Lustre Paste 4g, 4x StainModifier 3g, 1x IQ LP NF Diluting Liquid 8ml, 1x IQ LP NF Refresh folyadék 8ml, 1x IQ LP NF keverő tálka, 1x IQ LP NF ecset A, 1x IQ LP NF ecset B, 1x IQ LP NF Plastic Cover, 1x IQ LP NF)

185 400 Ft

Initial IQ, One Body LP NF, Gum Shade utántöltő 10003032-36

(1x 4g, színek: G-23, G-24, G-34, G-35, G-36)

19 390 Ft

Stain Modifier LP NF utántöltő

10003037-40
(1x 3g, színek: M1 white, M2 red, M3 blue, M4 brown)

16 140 Ft

Initial™ Spectrum Stains

2D festés hatás a fényes felület eléréséért, a textúra megőrzése mellett

Initial Spectrum Glazúr folyadék

10003011 (1x folyadék 25 ml)

7 360 Ft

Initial Spectrum Glazúr por

10003012 (1x por GL 10g)

13 180 Ft

Initial Spectrum Glazúr Paste folyadék

paszta állagú konzisztenciát biztosít
10003013 (1x folyadék 8 ml)

7 070 Ft

Initial Spectrum Stain utántöltő

10002995-3012 (1x utántöltő 3g)

19 390 Ft





easy-form.eu



befecskendezős
technika,
MDT Roeland
De Paepe

GRADIA® PLUS

Moduláris kompozit rendszer indirekt restaurációkhoz

GRADIA PLUS Opaker 10003564-78

(1x Opaker 2,0 ml, színek:
O-Base, OA, OB, OC, OD, OA1, GO-1, GO-2)

18 470 Ft

GRADIA PLUS Heavy Body 10003579-600

(1x HB 3,3 ml, színek: DA1, DA2, DA3, DA3.5,
DB1, DB3, DC3, DD2, EL, ED, CLF, PE, ODA,
ODB, ODC, ODD, ODW, DW, GHB-1, GHB-2,
GHB-3, GHB-CL)

23 950 Ft

GRADIA PLUS Light Body 10003601-24

(1x LB 2,0 ml, színek: Base E, Base CLF, Base D,
DW, Base OD, ODW, Base E, Orange, Yellow,
Red, Grey, Blue, Milky, Inlay E, Inlay TD, A, B,
C, D, W, GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-CL)

19 160 Ft

GRADIA PLUS Lustre Paint 10003625-36

(1x LP 0,8 ml, színek: A, B, C, D, CLF, Blue,
Grey, Cream, Lavender, CL, GLP Bright Red,
GLP Violet)

21 110 Ft

GRADIA PLUS LP

Diluting Liquid (1x 3 ml) 10003637

13 760 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set A

Layer Set 10003559
Paint Set 10003560
Accessory Set 10003563

780 580 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set B

Layer Set 10003559
Layer Pro Set 10003652
Paint Set 10003560
Accessory Set 10003563

1 101 740 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set C

One Body Set 10003652
Paint Set 10003560
Accessory Set 10003563

623 740 Ft

GRADIA PLUS Combi-Set D

Gum Set 10003561
Accessory Set 10003563

433 220 Ft

c s e r e a k c i ó
részletek a GC képviselőjénél

Labolight DUO

LED fénypolimerizáló készülék indirekt kompozit technikákhoz

A legújabb LED technológiával felszerelve:

- optimális keményedés minden fényre kötő fogászati anyag esetén
- rövidíti a polimerizációs ciklusokat

- kettős hullámhosszú LED:
- 12 kék LED: 465 - 485 nm
- 3 lila LED: 390 - 400 nm
- hosszú élettartamú LED



1 229 650 Ft

Primerek

GC Acrylic Primer
(6 ml) 10003646

29 930 Ft

CERAMIC PRIMER II
(3 ml) 10001203

40 850 Ft

CERAMIC PRIMER II
Unit Dose (10x unit dose) 10001203

22 210 Ft

METAL PRIMER Z
(5 ml) 10001265

83 080 Ft

CERASMART™ 270

Energiaelnyelő hibrid kerámia CAD / CAM blokk

választható színek: A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT,
B1 HT, A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1 LT, BL

CERASMART270 12
10001391-12

52 350 Ft

CERASMART270 14
10001413-34

57 180 Ft

CERASMART270 14L
10001435-56

62 010 Ft

GC Temp PRINT

3D nyomtatható, fényre keményedő kompozit
ideiglenes koronák és hidak számára

Temp PRINT light 10004798

Temp PRINT medium 10004797
(1x 500g)

115 710 Ft

OPTIGLAZE® color

Nano töltésű, fényre keményedő karakterizáló anyag

OPTIGLAZE color utántöltők 10001151-65

(1x 2,6 ml, színek: A plus, B plus, C plus, White,
Ivory white, Yellow, Orange, Pink orange, Red
brown, Olive, Grey, Blue, Lavender, Pink, Red)

25 610 Ft

OPTIGLAZE color clear (1x 5 ml) 10001166

OPTIGLAZE color clear HV (1x 5 ml) 10001167

OPTIGLAZE color készlet 10001150
a készlet minden színt tartalmaz

310 680 Ft





GC FUJIROCK® EP Classic Line

IV típusú fogászati modellgipsz



GC FUJIROCK® EP
CLASSIC

Golden Brown (1x 12kg)

10003220

33 320 Ft

Golden Brown (1x 5kg)

10003218

17 340 Ft

Topaz Beige (1x 5kg)

10003219

19 090 Ft

GC FUJIROCK® EP Premium Line

Továbbfejlesztett IV. típusú fogászati modellgipsz,
CAD/CAM technikához is



GC FUJIROCK® EP
PREMIUM

Pastel Yellow (1x 11kg) 10003243

34 020 Ft

Pastel Yellow (1x 4kg) 10003242

Polar White (1x 4kg) 10003244

Inca Brown (1x 4kg) 10003245

Titanium Grey (1x 4kg) 10003246

15 630 Ft

GC BASE STONE

Alátalpaló gipsz

Terracotta Red (1x 12kg)

10003221

24 900 Ft

Royal Blue (1x 12kg)

10003222

PATTERN RESIN™ LS

Kismértékben zsugorodó mintázó műanyag

PATTERN Resin LS 1-1 csomag

(1x 100g por, 1x 105ml folyadék,
2x keverőcsésze, 1x ecset N° 4, pipetta)
10001702

42 570 Ft

PATTERN Resin LS folyadék (1x 105ml)

10001704

18 180 Ft

PATTERN Resin LS por (1x 100g)

10001703

24 100 Ft



GC Stellavest

Speciálisan a fogászati nem nemesfém ötvözetek öntési technikája által naponta támasztott igényekre kifejlesztett grafitmentes beágyazóanyag

Stellavest por (4x 2kg)

10003333

57 260 Ft

Stellavest folyadék (1x 900 ml)

10001788

13 520 Ft

GC Fujivest Super

A Fujivest család tagjai minden igényt lefedik, bármilyen beágyazáshoz is kíván anyagot választani

Fujivest Super por (40x 150g tasak)

10001776

67 600 Ft

Fujivest Super, High Expansion

folyadék (1x 900 ml)

10001777,80

14 780 Ft

GC LiSi PressVest

Beágyazás és préselés

LiSi PressVest beágyazó por (60x 100g)

10003661

87 160 Ft

LiSi PressVest folyadék (1x 900 ml)

10003662

17 590 Ft

LiSi PressVest SR folyadék (1x 100 ml)

10003663

26 620 Ft

LiSi PressVest Intro Kit (6x 100g, 1x135ml)

10003664

24 180 Ft

GC Initial™ CAST NP

Kobalt-króm alapú öntőfém korona és hídmunkák készítéséhez, HőTágulási Együttható (HTE 14,1x10⁻⁶ K⁻¹)

Initial CAST NP (1x 1000g)

10003650

252 320 Ft

Initial CAST NP (1x 500g)

10003649

130 990 Ft

Initial CAST NP (1x 250g)

10003648

70 110 Ft



GC KÉRDÉSSSEL KIHEZ FORDULHAT AZ ÖN TERÜLETÉN?



Elekes Attila
Country Manager
országosan
tel.: +36 20 344 1211



Gáll Marcell
labor és CAD CAM
országosan
tel.: +36 20 215 1710



Zsíros Réka
GCEO Hungary iroda
országosan
tel.: +36 20 513 1014



Máté Annamária
rendelő
Budapest régió
tel.: +36 20 517 0050



Papp Annamária
rendelő
DK Magyarország régió
tel.: +36 20 517 2030

Az ajánlott kiskereskedelmi árak az ÁFA-t tartalmazzák és 410 Ft / Euró árfolyamig érvényesek

Get Connected Smile program



A GC kifejlesztette a GC Get Connected Smile programját, amelyben az összes információ megtalálható 1 alkalmazásban, 1 helyen. Hűségesevőként mosolyokat nyerhet, és így sok előnye származhat.

Keresse meg a GC termékkatalógust okostelefonján, regisztráljon eseményekre, megkapja a legfrissebb híreket és még sok minden mást. Minél többet használja a Get Connected Smile Programot, annál több mosolya lesz. A mosolyod pénzt ér!



Get the app

